

PRODUKTDATABLAD

Biatain Soft-Hold skumbandage, steril

Biatain Soft-hold er en blød og behagelig bandage lavet af polyurethanskum. Biatain absorberer lokalt over såret, så sårekssudat ikke spredes i bandagen og ud over den omgivende, sarte hud.

Biatain Soft-Hold er en skumbandage med et let hæftende lag på bandagens underside. Linjerne i det let hæftende lag er mindre end 1 mm tykke, men det er nok til at bandagen hæfter let til huden.

Bandageskift er komfortable for patienten, fordi bandagen ikke hænger i såret. Bandagen efterlader ingen rester i såret, så bandageskift er meget enkle for sygeplejersken.

- Bandagerne kan bruges på alle typer af sår, f.eks. bensår, tryksår, diabetiske sår og kirurgiske sår
- Kan sidde på i op til 7 dage



Indholdsstoffer:	PU skum, PU film, hydrogeneret petroleum resin, styrene block co-polymer, paraffin oile
PVC/ptalater:	Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	CE IIb
Steril vare:	Ja
Særlig mærkning:	Nej
Holdbarhed uåbnet:	3år
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse af inder emballage:	Forbrænding/genbrug
Bortskaffelse af yder emballage:	Forbrænding/genbrug
Bemærkninger:	Nej

PRODUKTDATABLAD

Biatain Soft-Hold skumbandage, steril

Opbevaring: Stuetemperatur, udenfor direkte sollys

Sortimentsoversigt

4279267	Biatain Soft-Hold	skumbandage, steril	5x7cm	æske a 5 stk.-krt. a 32 æsker	3473
4279268	Biatain Soft-Hold	skumbandage, steril	10x10cm	æske a 5 stk.-krt. af 48 æsker	3470
4279269	Biatain Soft-Hold	skumbandage, steril	10x20cm	æske a 5 stk.-krt. a 32 æsker	3472
4279270	Biatain Soft-Hold	skumbandage, steril	15x15cm	æske a 5 stk.-krt. a 16 æsker	3475