

PRODUKTDATABLAD

Suprasorb P skumbandage med klæb, steril

Suprasorb P med klæb er en blød og fleksibel skumbandage, der består af en 3 mm hvid polyurethane skum med et polyurethane beskyttelseslag og en hudvenlig polyacrylatklæber.

Bandagen har klæb på border'en.

Skumbandagen har en tæt cellestruktur samt et perforeret sårkontaktlag som minimerer risiko for indvækst af granulations- og epithelvæv.

Kan anvendes under kompression.



Indholdsstoffer/materiale: Polyurethanskum, polyurethanfilm, acrylatklæber,

PVC/ftalater: Nej

Latex: Nej

CE klassifikation: CE IIb

Steril vare: Ja

Særlig mærkning: Nej

Holdbarhed uåbnet: 5år

Bortskaffelse af vare: Forbrænding

**Bortskaffelse af inder
emballage:** Forbrænding/genbrug

**Bortskaffelse af yder
emballage:** Forbrænding/genbrug

Bemærkninger: Nej

Opbevaring: Tørt ved stuetemperatur, udenfor direkte sollys

PRODUKTDATABLAD

Suprasorb P skumbandage med klæb, steril

Sortimentsoversigt

4287600	Suprasorb P	skumbandage, klæbende, steril	7,5x7,5cm	æske a 10 stk-krt a 10 æsker	20416
4287601	Suprasorb P	skumbandage, klæbende, steril	10x10cm	æske a 10 stk-krt a 10 æsker	20417
4287602	Suprasorb P	skumbandage, klæbende, steril	15x15cm	æske a 10 stk-krt a 10 æsker	20418
4287603	Suprasorb P	skumbandage, klæbende, steril	15x20cm	æske a 5 stk - krt a 10 æsker	20419