

PRODUKTDATABLAD

SenSura® Mio Flex basisplade

Basisplade med BodyFit Technology har en elastisk klæber, som tilpasser sig individuelle kroppsfaconer og giver en sikker vedhæftning over brok, ar og folder.

Følger kroppens naturlige bevægelser, så den elastiske klæber strækker sig med huden i takt med at kroppen bukkes og strækkes.

Det cirkelformede filter hjælper til at reducere ballooning.



Indholdsstoffer/materiale:	Butylgummi, SIS, PIB, resin, gelatin, cellulose, CMC, pektin, PU-EEA/EVA, polyester film
PVC/ftalater:	Nej/Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse I
Steril/metode:	Nej
Særlig mærkning:	-
Opbevaring:	Beskyt mod sollys og opbevaring ved max. 25° C
Holdbarhed fra produktionsdato:	18 måneder
Bortskaffelse af vare:	Kan bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald
Bortskaffelse af emballage:	Genanvendelse
Bemærkninger:	-

PRODUKTDATABLAD

SenSura® Mio Flex basisplade

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
0340402	SenSura Mio Flex	Basisplade, opklipbar 10-33 mm	35 mm ring	Æske a 10 stk.	10551
0340403	SenSura Mio Flex	Basisplade, opklipbar 10-48 mm	50 mm ring	Æske a 10 stk.	10561
0340404	SenSura Mio Flex	Basisplade, 25 mm hul	50 mm ring	Æske a 10 stk.	10562
0340405	SenSura Mio Flex	Basisplade, 30 mm hul	50 mm ring	Æske a 10 stk.	10563
0340406	SenSura Mio Flex	Basisplade, 35 mm hul	50 mm ring	Æske a 10 stk.	10564
0340407	SenSura Mio Flex	Basisplade, 40 mm hul	50 mm ring	Æske a 10 stk.	10565
0340408	SenSura Mio Flex	Basisplade, opklipbar 10-68 mm	70 mm ring	Æske a 10 stk.	10571
0340409	SenSura Mio Flex	Basisplade, 45 mm hul	70 mm ring	Æske a 10 stk.	10572
0340410	SenSura Mio Flex	Basisplade, 50 mm hul	70 mm ring	Æske a 10 stk.	10573
0340423	SenSura Mio Flex	Basisplade, opklipbar 10-88 cm	90 mm ring	Æske a 10 stk	18390