

PRODUKTDATABLAD

CareSens N Dual blodsukkerapparat, startsæt

CareSens N Dual blodsukkerapparat anvendes til hurtig og nem in vitro måling og monitorering af blodglukose og blod β -keton.

Testresultaterne kan sendes til en smartphone via Bluetooth® Smart trådløs forbindelse.

Apparatet må kun bruges sammen med CareSens PRO teststrimler og reagerer med kemikaliet i strimlerne, som producerer en mindre elektrisk strøm, hvilket er den, der måler mængden af glukose eller β -keton i blodprøven.

- Batterilevetid: 1000 målinger
- Strøm: to 3V litiumbatterier
- Størrelse: 106 x 58 x 17 mm
- Vægt (inkl. batterier): 72,6 g

Sættet indeholder:

- Blodsukkerapparat
- Ejerens brochure
- Batterier



Indholdsstoffer/materiale:	-
PVC/ftalater:	-
Latex:	-
CE klassifikation:	Klasse IIb
Steril vare:	Nej
Særlig mærkning:	-
Opbevaring:	Opbevares tørt og væk fra meget varme og fugtige omgivelser
Holdbarhed fra produktionsdato:	-
Bortskaffelse af vare:	Bortskaffes i henhold til lokalt gældende regler
Bortskaffelse af emballage:	Forbrænding/Genanvendelse
Bemærkninger:	-

PRODUKTDATABLAD

CareSens N Dual blodsukkerapparat, startsæt

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Indhold	Ref. nr.
6407268	CareSens	N Dual, blodsukkerapparat, startsæt	1 stk.	317393