

# PRODUKTDATABLAD

## Flexi-Seal Privacy Plus opsamlingspose til fækalkatetersystem med filter

### Flexi-Seal Privacy Plus opsamlingspose med filter med aktivt kul.

Designet til at indeslutte og opsamle luft. Den uigennemsigtig pose sikrer, at afføringen kun kan ses gennem det smalle inspektionsvindue, og værner således om patientens værdighed.

Minimerer spredningen af C. difficile-sporer ved at lukke luft ud gennem filteret med aktivt kul. Opfanger 6 gange mere luft end opsamlingsposer med almindeligt kulfilter. Dette filter eliminerer også behovet for manuelt at skulle lukke overskydende luft ud af opsamlingsposen.

Anvendes sammen med Flexi-Seal Protect Plus fækalkatetersystem (Mediq varenr. 0171226)



<b>Indholdsstoffer/materiale:</b>	-
<b>PVC/ftalater:</b>	-
<b>Latex:</b>	-
<b>CE klassifikation:</b>	I
<b>Steril:</b>	Nej
<b>Opbevaring:</b>	Tørt og uden for direkte sollys
<b>Holdbarhed fra produktionsdato:</b>	-
<b>Bortskaffelse af vare:</b>	Forbrænding
<b>Bortskaffelse af emballage:</b>	Forbrænding/genanvendelse
<b>Bemærkninger:</b>	-

### Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
0171227	Flexi-Seal Privacy Plus	opsamlingspose til fækalkatetersystem med filter	1000 ml	æske a 5 stk	422291