

PRODUKTDATABLAD

Qufora benpose, 50 cm justerbar slange, drejeventil

Qufora benpose med betjeningsvenlig drejeventil inkl. 4 cm silikoneslange for direkte tilslutning til sengepose/natpose.

Enkammerposen har en 50 cm justerbar slange samt non return ventil.

Derudover har benposen vliesbagside og er enkeltpakket.



Indholdsstoffer/materiale:	PVC, PP, PE, vlies og silikone
PVC/ftalater:	Ja/Nej (fri for mærkningspligtige ftalater)
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse I
Steril vare:	Nej
Særlig mærkning:	-
Opbevaring:	Opbevares tørt mellem 0-35°C. Undgå direkte sollys.
Holdbarhed fra produktionsdato:	5 år
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse af emballage:	Forbrænding/Genanvendelse
Bemærkning:	-

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
0163003	Qufora	Benpose, 50 cm justerbar slange, drejeventil +4cm, NRV	600ml	Pk. a 25 stk.	201602
0163100	Qufora	Benpose, 50 cm justerbar slange, drejeventil + 4cm	800ml	Æske a 25 stk.	201603