

Dansac Nova 1 FoldUp Convex pose (med kulfilter)

1. Virksomhedsdata

1.1. Producent:

Navn: Dansac A/S
Adresse: Lille Kongevej, 3480 Fredensborg
Land: Danmark
Website: www.dansac.com

1.2. Forhandler:

Navn: Mediq Danmark A/S
Adresse: Kornmarksvej 15-19, 2605 Brøndby
Tlf. nr.: 3637 9100
Fax nr.: 3641 4415
E-mail: mediqdanmark@mediqdanmark.dk
Website: www.mediqdanmark.dk

1.3. Kvalitetsstyringssystemer:

Producent: ISO9001

Forhandler: ISO 9001:2008 og ISO 13485:2003

2. Produktet

2.1 Handelsnavn: Dansac Nova 1 FoldUp Convex

2.2. Sortimentsoversigt:

Se arket "Sortiment"

2.3. Yderligere oplysninger om produktet

Se arket "Produktinfo"

3. Produktets bestanddele

(Ved sterile produkter **inklusive** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap: Papir: Glas:
Metal: Latex: Bomuld:
Økologisk:
Andet: CMC, Vistanex, Gelatine, Pektin

3.2. Plast:

Plast-typer: EVA, PVdC, Polyester nonwoven, LDPE, Aktivt kul, PTFE membran PVC:
PET, PA, PP
Hvis PVC, angiv blødgørere: Ingen % af PVC: _____

3.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal: Ingen Typer: _____

Klorbleget materiale: Ingen Genbrugsmaterialer: Ingen

Indgår stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer? : Ingen

Angiv stoffer: _____

4. Emballagens bestanddele

(Ved sterile produkter **eksklusiv** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap:

Papir:

Glas:

Metal:

Latex:

Bomuld:

Økologisk:

Andet: _____

4.2. Plast:

Plast-typer: _____

PVC:

Hvis PVC, angiv blødgører: _____

% af PVC: _____

4.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal: Ingen

Typer: _____

Klorbleget materiale: Ingen

Genbrugsmaterialer: Ingen

Angiv eventuelle stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer: _____

5. CE-mærkning

5.1. CE-mærke:

Nej:

Ja:

Klasse: Klasse 1

6. Miljøoplysninger

6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet?

Ja:

Nej:

6.2. Er produktet miljømærket?

Nej:

Ja:

Mærke: _____

6.3. Miljøstyringssystemer:

(Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent: Ingen

Forhandler: Ingen

7. Holdbarhed

Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato:

5 år

8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger

(Angiv anbefalinger)

Tørt og frostfrit og ikke i direkte sollys

9. anbefalinger vedr. affaldshåndtering

Anbefaling = X	Forbrænding	Deponi	Genanvendelse	Mærke f. genanvend.
Produkt	X			
Enkeltemballage	X			
Inderemballage			X	
Transportemballage			X	

Dansac Nova 1 FoldUp poser

Sortimentsoversigt

Producent varenr.	Forhandler varenr.	EAN nr. salgsenhed	Beskrivelse	Størrelse mm	Forpakkings enhed	Antal forpagn. pr trsp.karton	Antal kartoner pr. palle	Steril
841-24	841-24	5709817376371	Dansac Nova 1 FoldUp Convex, tømb.hud.	15-24	10 stk	10 æsker	-	nej
841-37	841-37	5709817376401	Dansac Nova 1 FoldUp Convex, tømb.hud.	15-37	10 stk	10 æsker	-	nej
841-46	841-46	5709817376432	Dansac Nova 1 FoldUp Convex, tømb.hud.	15-46	10 stk	10 æsker	-	nej
841-20	841-20	5709817376463	Dansac Nova 1 FoldUp Convex, tømb.hud.	20	10 stk	10 æsker	-	nej
841-25	841-25	5709817376494	Dansac Nova 1 FoldUp Convex, tømb.hud.	25	10 stk	10 æsker	-	nej
841-30	841-30	5709817376524	Dansac Nova 1 FoldUp Convex, tømb.hud.	30	10 stk	10 æsker	-	nej
841-35	841-35	5709817376555	Dansac Nova 1 FoldUp Convex, tømb.hud.	35	10 stk	10 æsker	-	nej
842-24	842-24	5709817376647	Dansac Nova 1 FoldUp Convex, tømb.klar	15-24	10 stk	10 æsker	-	nej
842-37	842-37	5709817376678	Dansac Nova 1 FoldUp Convex, tømb.klar	15-37	10 stk	10 æsker	-	nej
842-46	842-46	5709817376708	Dansac Nova 1 FoldUp Convex, tømb.klar	15-46	10 stk	10 æsker	-	nej

Dansac Nova 1 FoldUp Convex poser

Produktinformation

Anvendelsesområde: Ileostomi.
Dansac Nova 1 tømbare poser (en-dels produkt) har 2 posekamre for ekstra filterbeskyttelse, der er specielt designet til ileostomier og til brug om natten. Den afkortede posefilm i det 70mm brede udløb letter tømning.

Anvendeligt ved stomi beliggende i en meget dyb hudfold eller ved dybt nedsunket stomi. Bruges i de tilfælde hvor en Nova 2 X-3 Basisplade eller Nova 2 Soft Convex 5mm Basisplade ikke kan bruges., men hvor en "hård" konveks basisplade er nødvendig.


Filter: Nova dobbelt lags filter af 100% aktivt kul, har en gennemstrømningskapacitet på 57 liter.
En ydre teflon membran beskytter filteret mod lækage gennem filteret og beskytter filteret udefra mod fugt.

Posefilm: Præget folie der reducerer statisk elektricitet og vacuum samt minimerer støj.

Backing: Posen har en non-woven stofbeklædning på begge sider der er vandafvisende.

Basisplade: Gradueret plade. 6,00mm omkring stomien og 0,90mm ved kanten.

Sortiment:



Dansac Nova 1 FoldUp Convex
Lukning: integreret lukning
Kapacitet: 650 ml
Symmetrisk, farvet: Ref 841-24 til 841-46. (A)
Symmetrisk, klar: Ref 842-24 til 842-46. (B)

(A) Findes i opklippelig samt i faste hulstørrelser.

(B) Findes i opklippelig