

# PRODUKTDATABLAD

## SenSura 1-dels urostomipose, flerkammer

SenSura urostomi flerkammerposen kobinerer komfort og diskretion. Posens facon er slankere og former sig derfor mere komfortabelt efter kroppen. Tilbageløbsventilen i posen forhindrer urin i at løbe tilbage og minimerer risikoen for lækage. Posen er inddelt i kamre, der gør at urinen fordeles jævnt i posen og at skvulpelyde samtidig minimeres. Udløbsventilen på posen er lavet af et blødt materiale og kan foldes op og skjules i en lomme.



**Indholdsstoffer/materiale:** Klæber, naturoolie, silicone, PVdC-MA, PE, EVA, CPE, PET, PP, SEBS

**PVC/ftalater:** Planteolie

**Latex:** Nej

**CE klassifikation:** Klasse 1

**Steril vare:** Nej

**Opbevaring:** Beskyt mod sollys og opbevaring ved max. 25 grader

**Holdbarhed:** 3 år

**Bortskaffelse af vare:** Forbrænding

**Bortskaffelse af inder  
emballage:** Genanvendelse

**Bortskaffelse af yder  
emballage:** Genanvendelse

# PRODUKTDATABLAD

## SenSura 1-dels urostomipose, flerkammer

### Mediq sortimentsoversigt

Varenr.	Ref. Nr. *	Varebeskrivelse	Størrelse	Indhold
0340645	11801	SenSura 1-dels urostomi, opklipbar, flerkammer, beige, midi.	10-66 mm ring	Æske a 20 stk.
0340650	11802	SenSura 1-dels urostomi, opklipbar, flerkammer, beige, maxi.	10-76 mm ring	Æske a 20 stk.
0340649	11803	SenSura 1-dels urostomi, opklipbar, flerkammer, klar, maxi.	10-66 mm ring	Æske a 20 stk.
0340651	11804	SenSura 1-dels urostomi, opklipbar, flerkammer, klar, maxi.	10-76 mm ring	Æske a 20 stk.

\* Henviser til producentens reference nr.