

PRODUKTDATABLAD

Nova 1 Fold Up X3 1-dels Ileostomipose

Nova 1 Fold Up X3 1-dels ileostomipose med 3 mm ekstra GX-hydrokolloid materiale omkring stomien, så huden forbliver intakt.

Posen er fremstillet af naturlige og ikke allergifremkaldende materialer.

Posen lukkes med velcro, som sidder fast på posen.



Indholdsstoffer/materiale:	CMC, Vistanex, Gelatine, Pektin, EVA, PVdC, Polyester nonwoven, Aktivt kul, PTFE membran, PET, PA, PP
PVC/ftalater:	-
Latex:	-
CE klassifikation:	Klasse I
Steril/metode:	Nej
Særlig mærkning:	-
Opbevaring:	Tørt og frostfrit og ikke i direkte sollys
Holdbarhed fra produktionsdato:	5 år
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse inder emballage:	Genanvendelse
Bortskaffelse yder emballage:	Genanvendelse
Bemærkninger:	

PRODUKTDATABLAD

Nova 1 Fold Up X3 1-dels Ileostomipose

Mediq's sortimentsoversigt

Varenr.	Ref. nr.*	Varebeskrivelse	Størrelse	Indhold
0380120	861-20	Nova 1 Fold up X3 1-dels ileostomipose, 20 mm hul, beige	M/L	Æske a 10 stk.
0380125	861-25	Nova 1 Fold Up X3 1-dels ileostomipose, 25 mm hul, beige	M/L	Æske a 10 stk.
0380130	861-30	Nova 1 Fold Up X3 1-dels ileostomipose, 30 mm hul, beige	M/L	Æske a 10 stk.
0380135	861-35	Nova 1 Fold Up X3 1-dels ileostomipose, 35 mm hul, beige	M/L	Æske a 10 stk.
0380115	861-15	Nova 1 Fold Up X3 1-dels ileostomipose, opklipbar 15-46 mm hul, beige	Midi	Æske a 10 stk.
0380140	862-15	Nova 1 Fold Up X3 1-dels ileostomipose, opklipbar 15-46 mm hul, klar	Midi	Æske a 10 stk.

* Henviser til producentens reference nr.