

PRODUKTDATABLAD

Nova 1 Fold Up Convex 1-dels Ileostomipose

Nova 1 Fold Up 1-dels ileostomipose med convex og kulfilter. Posen har integreret Fold Up lukning.

Hudbeskyttelsespladen er af GX-hydrokolloid klæber med 6 mm tyk klæber ind mod stomien.



Indholdsstoffer/materiale:	CMC, Vistanex, Gelatine, Pektin, EVA, PVdC, Polyester nonwoven, LDPE, Aktivt kul, PTFE membran, PET, PA, PP
PVC/ftalater:	-
Latex:	-
CE klassifikation:	Klasse I
Steril/metode:	Nej
Særlig mærkning:	-
Opbevaring:	Tørt og frostfrit og ikke i direkte sollys
Holdbarhed fra produktionsdato:	5 år
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse inder emballage:	Genanvendelse
Bortskaffelse yder emballage:	Genanvendelse
Bemærkninger:	

PRODUKTDATABLAD

Nova 1 Fold Up Convex 1-dels Ileostomipose

Mediq sortimentsoversigt

Varenr.	Ref. nr.*	Varebeskrivelse	Størrelse	Indhold
0380173	841-20	Nova 1 Fold Up Convex 1-dels ileostomipose, 20 mm hul, 6 mm convex, beige.	Midi / Maxi	Æske a 10 stk.
0380174	841-25	Nova 1 Fold Up Convex 1-dels ileostomipose, 25 mm hul, 6 mm convex, beige.	Midi / Maxi	Æske a 10 stk.
0380175	841-30	Nova 1 Fold Up Convex 1-dels ileostomipose, 30 mm hul, 6 mm convex, beige.	Midi / Maxi	Æske a 10 stk.
0380176	841-35	Nova 1 Fold Up Convex 1-dels ileostomipose, 35 mm hul, 6 mm convex, beige.	Midi / Maxi	Æske a 10 stk.
0380170	841-24	Nova 1 Fold Up Convex 1-dels ileostomipose, opklipbar 15-24 mm hul, 6 mm convex, beige.	Midi / Maxi	Æske a 10 stk.
0380171	841-37	Nova 1 Fold Up Convex 1-dels ileostomipose, opklipbar 15-37 mm hul, 6 mm convex, beige.	Midi / Maxi	Æske a 10 stk.
0380172	841-46	Nova 1 Fold Up Convex 1-dels ileostomipose, opklipbar 15-46 mm hul, 6 mm convex, beige.	Midi / Maxi	Æske a 10 stk.
0380180	842-24	Nova 1 Fold Up Convex 1-dels ileostomipose, opklipbar 15-24 mm hul, 6 mm convex, klar.	Midi / Maxi	Æske a 10 stk.
0380181	842-37	Nova 1 Fold Up Convex 1-dels ileostomipose, opklipbar 15-37 mm hul, 6 mm convex, klar.	Midi / Maxi	Æske a 10 stk.
0380182	842-46	Nova 1 Fold Up Convex 1-dels ileostomipose, opklipbar 15-46 mm hul, 6 mm convex, klar.	Midi / Maxi	Æske a 10 stk.

* Henviser til producentens reference nr.