

PRODUKTDATABLAD

Flexima 2-dels kolostomipose

Flexima 2-dels kolostomipose er en lukket stomipose med filter og klæberkobling

Den får både i en beige og i en klar udgave.

Kolostomiposen har en blomsterformet hydrokolloid klæber.



Indholdsstoffer/materiale: Aktivt kulfilter, PE, EVA, Non-woven mikrofiber

PVC/ftalater: -

Latex: -

CE klassifikation: Klasse 1

Steril vare: -

Opbevaring: Ingen særlig. Se instruktion vedlagt produktet.

Holdbarhed: 3 år

Bortskaffelse af vare: Forbrænding

**Bortskaffelse af inder
emballage:** Forbrænding

**Bortskaffelse af yder
emballage:** Forbrænding

PRODUKTDATABLAD

Flexima 2-dels kolostomipose

Mediqs sortimentsoversigt

Varenr.	Ref. Nr. *	Varebeskrivelse	Størrelse	Indhold
0395830	62140N	Flexima 2-dels kolostomipose, Midi, beige.	40 mm ring	Æske a 30 stk.
0395831	62150N	Flexima 2-dels kolostomipose, Midi, beige.	50 mm ring	Æske a 30 stk.
0395832	62160N	Flexima 2-dels kolostomipose, Maxi, beige.	60 mm ring	Æske a 30 stk.
0395824	62180N	Flexima 2-dels kolostomipose, Maxi, beige.	80 mm ring	Æske a 30 stk.
0395816	62240N	Flexima 2-dels kolostomipose, Midi, klar.	40 mm ring	Æske a 30 stk.
0395817	62250N	Flexima 2-dels kolostomipose, Midi, klar.	50 mm ring	Æske a 30 stk.
0395818	62260N	Flexima 2-dels kolostomipose, Maxi, klar.	60 mm ring	Æske a 30 stk.
0395819	62280N	Flexima 2-dels kolostomipose, Maxi, klar.	80 mm ring	Æske a 30 stk.

* Henviser til producentens reference nr.