

# PRODUKTDATABLAD

## Skintact RS26A30, split børn neutralplade med ledning

Skintact RS26A30 er en split neutralplade til børn med 3m ledning. Blød hydrogel er god for huden og giver en bedre kontaktflade mellem patienten og elektroden, hvilket giver mere efficient elektrisk kontakt.

Lav hudkontakt impedans sikrer at elektroden forbliver så kølig som muligt under brug, mens den forstærkede klæbekant giver ekstra sikkerhed i tilfælde af, at der utilsigtet bliver trukket i elektroden eller den kommer i kontakt med forberedelsesopløsninger.

Har en ikke-klæbende flange til fjernelse af elektroden med minimal skade på huden.

Pladen dækker et område på 66 cm<sup>2</sup> og har en vægtbegrænsning på 5-15 kg. Max 120 Watt.

Lever op til EN 60601-2-2:2009



|  |   |
|--|---|
| <b>Indholdsstoffer/materiale:</b>      | Hydrogel, aluminium, gel, klæber                                |
| <b>PVC/ftalater:</b>                   | Nej/Nej   |
| <b>Latex:</b>                          | Nej   |
| <b>CE klassifikation:</b>              | Klasse IIb  |
| <b>Steril:</b>                         | Nej   |
| <b>Særlig mærkning:</b>                | -   |
| <b>Opbevaring:</b>                     | Opbevares tørt, køligt og væk fra direkte sollys                |
| <b>Holdbarhed fra produktionsdato:</b> | 36 måneder  |
| <b>Bortskaffelse af vare:</b>          | Bortskaffes i henhold til lokalt gældende regler for elektronik |
| <b>Bortskaffelse af emballage:</b>     | Forbrænding/Genanvendelse                                       |
| <b>Bemærkninger:</b>                   | -   |

# PRODUKTDATABLAD

Skintact RS26A30, split børn neutralplade med ledning

## Mediqs varesortiment

| Varenr. | Navn     | Varebeskrivelse                              | Str.   | Indhold                            | Ref. nr. |
|---------|----------|--|--------|------------------------------------|----------|
| 6037747 | Skintact | RS26A30, split børn neutralplade med ledning | 66 cm2 | Æske a 50 stk. –<br>Krt. a 4 æsker | RS26A30  |