

PRODUKTDATABLAD

Urinprøvebæger med gult skruelåg, steril

Urinprøvebæger med tætsiddende gult skruelåg til anvendelse ved urinanalyse.

Bægret er gradueret til 100 ml og er forsynet med skrivefelt.

Urinbægret er sterilt og enkeltpakket.
Kan rumme 120 ml.



Indholdsstoffer/materiale:	Polypropylen, polyethylen
PVC/ftalater:	Nej/Nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse I
Steril vare:	Ja
Opbevaring:	Tørt, ved stuetemperatur og udenfor direkte sollys
Holdbarhed:	5 år
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse af emballage:	Forbrænding
Bemærkninger:	-

PRODUKTDATABLAD

Urinprøvebæger med gult skruelåg, steril

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
0840903	Prøverør/bægre	Med skrivefelt og gult skruelåg, sterilt	120 ml	Krt. a 250 stk.	1131203