

# PRODUKTDATABLAD

## Vatpind med vat i ene ende, steril

Vatpinde 15cm, monteret med vat i den ene ende.

25 stk. (steril)



<b>Indholdsstoffer/materiale:</b>	Knastfrit bøgetræ, bomuldsvat
<b>PVC/ftalater:</b>	Nej
<b>Latex:</b>	Nej
<b>CE klassifikation:</b>	I-S
<b>Steril:</b>	Ja
<b>Opbevaring:</b>	Tørt, ved stuetemperatur. Må ikke udsættes for fugt
<b>Holdbarhed fra produktionsdato:</b>	X
<b>Bortskaffelse af vare:</b>	Forbrænding/genbrug
<b>Bortskaffelse af emballage</b>	Forbrænding/genbrug
<b>Bemærkninger:</b>	--

### Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
4622154	Vatpinde	Vat i ene ende, steril	15 cm	Krt a 100 breve a 25 stk.	1101250B

# PRODUKTDATABLAD

Vatpind med vat I ene ende, steril