

PRODUKTDATABLAD

AuraOnce Laryngmaske, anatomisk udformet, engangs, steril

AuraOnce™ er en engangs, anatomisk buet larynxmaske, designet til at replikere den naturlige kurve i luftvejsanatomien.

- Tynd og blød manchet der etablerer en tætning med et lavt manchettryk og forhindrer tilbagefoldning af spids
- Indsætningsmarkeringer for at angive den tilsigtede indføringsdybde
- Hurtig indføringstid og høje tætningstryk letter tilvejebringelsen af effektiv ventilation
- MR-sikker



Indholdsstoffer/materiale:	-
PVC/ftalater:	Nej
Latex:	-
CE klassifikation:	IIA
Steril:	Ja
Opbevaring:	Tørt, ved stuetemperatur og udenfor direkte sollys
Holdbarhed fra produktionsdato:	Se eventuelt datoafmærkning
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bemærkninger:	-

PRODUKTDATABLAD

AuraOnce Laryngmaske, anatomisk udformet, engangs, steril

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
1513622	AuraOnce Laryngmaske	Anatomisk udformet, engangs, steril	str 1	æske a 10 stk	321100000
1513623	AuraOnce Laryngmaske	Anatomisk udformet, engangs, steril	str 3	æske a 10 stk	321300000
1513624	AuraOnce Laryngmaske	Anatomisk udformet, engangs, steril	str 4	æske a 10 stk	321400000
1513626	AuraOnce Laryngmaske	Anatomisk udformet, engangs, steril	str 5	æske a 10 stk	321500000