

PRODUKTDATABLAD

Konnektor til drænage

Forbindesslange med luer-lock han konnektor i den ene ende og katetertragt i modsat ende. Bruges evt. som forbindesslange mellem dræn og urinpose.



Indholdsstoffer/materiale:	Plast
PVC/ftalater:	Ja/nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Is
Steril:	Ja
Opbevaring:	Tørt og væk fra direkte sollys
Holdbarhed fra produktionsdato:	3 år
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding/genbrug
Bortskaffelse af emballage:	Forbrænding/genbrug
Bemærkninger:	-

PRODUKTDATABLAD

Konnektor til drænage

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Indhold	Ref. nr.
2508030	Konnektor L/L, til drænage	Urinpose m/1 vejshane, 15 cm sl. steril	Pk a 25 stk.	404018015
2508033	Konnektor L/L, til drænage	Urinpose m/1 vejshane, 30 cm sl. steril	Pk a 25 stk.	404017030