

PRODUKTDATABLAD

Tegaderm + Pad, steril

Tegaderm + Pad er fremstillet til at fremme den normale sårhelingsproces.

Steril, transparent Ø-bandage med absorberende kompres og ramme.

Indeholder ikke latex.

Kan anvendes i brusebad.



Se sortimentsoversigt på side 2

Indholdsstoffer/materiale:

PVC/ftalater:	Acrylatklæber, Polyurethan, cellulose
Latex:	Nej
CE klassifikation:	CE I-s
Steril:	Ja
Opbevaring:	Tørt, ved stuetemperatur
Holdbarhed fra produktionsdato:	3 år
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding/genbrug
Bortskaffelse af emballage	Forbrænding/genbrug
Miljømærke	Nej
Uønskede stoffer	Intet kendskab til uønskede stoffer

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Indhold	Ref. nr.
4053582	Tegaderm Pad	Filmforbinding med sårpude 2,5x4cm, steril	æske a 50 stk.-krt. a 4 æsker	3582

PRODUKTDATABLAD

Tegaderm + Pad, steril

4053584	Tegaderm Pad	Filmforbinding med sårpude 2,5x6cm, steril	æske a 50 stk.-krt. a 4 æsker	3584
4053586	Tegaderm Pad	Filmforbinding med sårpude 4,5x6cm, steril	æske a 25 stk.-krt. a 4 æsker	3586
4053589	Tegaderm Pad	Filmforbinding med sårpude 4,5x10cm, steril	æske a 25 stk.-krt. a 4 æsker	3589
4053590	Tegaderm Pad	Filmforbinding med sårpude 4,5x20cm, steril	æske a 25 stk.-krt. a 4 æsker	3590
4053591	Tegaderm Pad	Filmforbinding med sårpude 4,5x20cm, steril	æske a 25 stk.-krt. a 4 æsker	3591