

PRODUKTDATABLAD

Danomed, anatomisk pincet, metal, steril

Danomed anatomisk pincet bruges til at gribe fat i materiale som tamponer, swabs, hud m.m.

- Til engangsbrug
- Steril



Indholdsstoffer/materiale:	Metal
PVC/ftalater:	Nej/nej
Latex:	Nej
CE klassifikation:	I-S
Steril:	Ja. EO jf ISO 11135:2014
Opbevaring:	Tørt og køligt uden eksponering fra sollys eller andre UV kilder
Holdbarhed fra produktionsdato:	5 år
Bortskaffelse af vare:	Efter gældende lokale retningslinjer
Bemærkninger:	Hvis forpakningen er anbrudt inden brug skal produktet kasseres. Produktet er til engangsbrug

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
0804175	Danomed	anatomisk pincet, metal, steril	11-15 cm	æske a 25 stk - krt a 24 æsker	9151317