

# PRODUKTDATABLAD

## Rüsch Softsimplastic, 3-vejs ballonkateter, Mercier 75 ml, steril


Softsimplastic 3-vejs ballonkateter er transparent og kan anvendes til postoperativ drænage. Kateteret er lavet af PVC, mens ballonen er lavet af latex.

Er termosensitivt og har ventil til Luer og Luer-lock sprøjtespidser samt en rød kontraststribelangs kateterskafte. Kan holde 75 ml.

Kan ligge op til 7 dage.

Sterilt engangsprodukt.

2 forskudte øjne



<b>Indholdsstoffer/materiale:</b>	PVC, latex
<b>PVC/ftalater:</b>	Ja/Ja (DEHP)
<b>Latex:</b>	Ja
<b>CE klassifikation:</b>	Klasse IIa
<b>Steril vare:</b>	Ja – EO steriliseret
<b>Særlig mærkning:</b>	-
<b>Opbevaring:</b>	Opbevares tørt ved stuetemperatur. Undgå direkte sollys.
<b>Holdbarhed fra produktionsdato:</b>	5 år
<b>Bortskaffelse af vare:</b>	Forbrænding
<b>Bortskaffelse af emballage:</b>	Forbrænding
<b>Bemærkninger:</b>	Indeholder latex, som muligvis kan fremkalde allergiske reaktioner

# PRODUKTDATABLAD

Rüsch Softsimplastic, 3-vejs ballonkateter, Mercier 75 ml, steril

## Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
0648028	Rüsch Softsimplastic	Ballonkat., 3-vejs, 42cm, 75ml, PVC Mercier, steril	Ch. 18	Æske a 10 stk.	664275-000180
0648048	Rüsch Softsimplastic	Ballonkat., 3-vejs, 42cm, 75ml, PVC Mercier, steril	Ch. 20	Æske a 10 stk.	664275-000200
0648032	Rüsch Softsimplastic	Ballonkat., 3-vejs, 42cm, 75ml, PVC Mercier, steril	Ch. 22	Æske a 10 stk.	664275-000220
0648034	Rüsch Softsimplastic	Ballonkat., 3-vejs, 42cm, 75ml, PVC Mercier, steril	Ch. 24	Æske a 10 stk.	664275-000240