

# PRODUKTDATABLAD

## Hudson studs til flowmeter, til aggregat- singleuse

Ruflet slangeadapter til standard D.I.S.S. iltudtag med gevind.

Produktet er til engangsbrug.



<b>Indholdsstoffer/materiale:</b>	-
<b>PVC/ftalater:</b>	Nej
<b>Latex:</b>	Nej
<b>CE klassifikation:</b>	Ila
<b>Steril:</b>	Nej
<b>Opbevaring:</b>	Tørt og udenfor direkte sollys
<b>Holdbarhed fra produktionsdato:</b>	-
<b>Bortskaffelse af vare:</b>	Forbrænding/genbrug
<b>Bortskaffelse af emballage:</b>	Forbrænding/genbrug
<b>Bemærkninger:</b>	-

### Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
1525971	Hudson	Studs til flowmeter, til aggregat- singleuse		Æske a 50 stk	42555