

PRODUKTDATABLAD

Klinion Protection vinylhandske, pudderfri, PHT fri

Klinion Protection pudder- samt PHT frie vinylhandsker er egnede til forskellige almindelige plejeopgaver og er produceret i henhold til kravene til træk- og brudstyrke i EN 455 1-4.

Ftalat er et kemikalie, der er blevet forbundet med forskellige sundhedsproblemer. Disse ftalat-frie, handsker, er derfor et sundere- samt mere miljøvenligt valg.

Handskerne anvendes, hvor der ikke er risiko for at komme i berøring med vævsvæsker, f.eks. i sundhedsvæsenet.

Handskerne er også godkendt til anvendelse i forbindelse med håndtering af fødevarer.

Handskerne er især velegnede til brugere, der er overfølsomme over for latex.

Har derudover også rullekant for at sikre, at handskerne ikke glider ned.



Indholdsstoffer/materiale:	Vinyl
PVC/ftalater:	Ja/Ja (DINP)
Latex:	Nej
CE klassifikation:	Klasse I
Steril vare:	Nej
Særlig mærkning:	-
Opbevaring:	Tørt ved stuetemperatur samt væk fra direkte sollys.
Holdbarhed fra produktionsdato:	5 år
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse af emballage:	Forbrænding/Genanvendelse

PRODUKTDATABLAD

Klinion Protection vinylhandske, pudderfri, PHT fri

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
5028208	Klinion Protection	vinylhandske, pudderfri, PHT fri	X-small	Æske a 100 stk. – Krt. a 10 æsker	75685220
5028209	Klinion Protection	vinylhandske, pudderfri, PHT fri	Small	Æske a 100 stk. – Krt. a 10 æsker	75685221
5028210	Klinion Protection	vinylhandske, pudderfri, PHT fri	Medium	Æske a 100 stk. – Krt. a 10 æsker	75685222
5028211	Klinion Protection	vinylhandske, pudderfri, PHT fri	Large	Æske a 100 stk. – Krt. a 10 æsker	75685223
5028212	Klinion Protection	vinylhandske, pudderfri, PHT fri	X-large	Æske a 100 stk. – Krt. a 10 æsker	75685224

Kvalitetskontrol – før afskibning

	Inspektionsniveau	AQL
Pinholes	G1	1,5