

PRODUKTDATABLAD

Curion Urinpose 750 ml m. Krydsaftap.

Curion urinpose, 750 ml m. krydsaftapning

Alle Curion urinposer har tilbageløbsventil så det sikres, at urinen ikke kan løbe fra posen og tilbage i slangen. Poserne er fremstillet af semi-transparent folie. Curion Soft poserne og Curion senge-poser har påtrykt en måleskala så man kan kontrollere hvor meget urin, der er i poserne.



Indholdsstoffer/materiale: DEPH

PVC/ftalater: Ja, DEPH

Latex: Nej

CE klassifikation: Klasse I

Steril vare: Nej

Særlig mærkning: -

Opbevaring uåbnet: Opbevares tørt ved almindelig stuetemperatur

Opbevaring åbnet: Engangsprodukt

Holdbarhed uåbnet: 5 år

Holdbarhed åbnet: Engangsprodukt

Bortskaffelse af vare: Deponi

**Bortskaffelse af inder
emballage:** Deponi

**Bortskaffelse af yder
emballage:** Forbrænding / Genbrug

Bemærkninger: Ingen

PRODUKTDATABLAD

Curion Urinpose 750 ml m. Krydsaftap.

Mediqs sortimentsoversigt

Vare. Nr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Salgsenhed	Ref. Nr.
0162015	Curion urinpose	10 cm slange, krydsaftap	750 ml	Æske a 25 stk – krt a 8 æsker.	ÆSKE	3029147