

# PRODUKTDATABLAD

## CareFix tubefiksering

Carefix tubefiksering anvendes til fastholdelse af IV eller forbindinger og gaze på hånd/arm/ben/fod.

Let at anvende, klar til brug.

Størrelse small og medium har hul til tommelfinger, dette kan let klippes ved behov i str. large og X-large.

Elastisk, blødt, smidigt og åndbart materiale.

Praktisk farvekode angiver størrelsen.

Tåler vask ved 60 grader.

Testet for skadelige stoffer iht. Oeko-Tex standard 100.



|  |   |
|--|---|
| <b>Indholdsstoffer/materiale:</b>      | 70% polyamid, 21% elastan, 9% polyester         |
| <b>PVC/ftalater:</b>                   | Nej/Nej   |
| <b>Latex:</b>                          | Nej   |
| <b>CE klassifikation:</b>              | Klasse I  |
| <b>Steril:</b>                         | Nej   |
| <b>Opbevaring:</b>                     | Tørt, ved stuetemperatur udenfor direkte sollys |
| <b>Holdbarhed fra produktionsdato:</b> | 5 år  |
| <b>Bortskaffelse af vare:</b>          | Forbrænding                                     |
| <b>Bortskaffelse af emballage</b>      | Forbrænding/genbrug                             |
| <b>Bemærkninger:</b>                   | -   |

# PRODUKTDATABLAD

## CareFix tubefiksering

### Mediqs varesortiment

| Varenr. | Navn    | Varebeskrivelse             | Str.    | Indhold                           | Ref. nr.         |
|---------|---------|-----------------------------|---------|-----------------------------------|------------------|
| 4225025 | CareFix | tubefiksering, gul, med hul | Small   | Æske a 30 stk                     | 015151-01.01.1Q2 |
| 4225004 | CareFix | tubefiksering, blå, med hul | Medium  | æske a 15 stk -<br>krt a 16 æsker | 015151-03.01.064 |
| 4225006 | CareFix | tubefiksering, brun         | Large   | æske a 15 stk -<br>krt a 10 æsker | 015152-02.01.1Q3 |
| 4225008 | CareFix | tubefiksering, grøn         | X-large | æske a 15 stk -<br>krt a 8 æsker  | 015152-07.01.1Q3 |