

# PRODUKTDATABLAD

## Conveen kateterventil med silikoneslange, steril

### Conveen kateterventil med silikoneslange, steril

Conveen kateterventil med silikoneslange kan kobles på et permanent kateter som et alternativ til urinpose. Dette giver brugeren mere frihed og diskretion.

Ventilen er en steril vippeventil, som kan tilkobles både ben- og sengeposer.



**Indholdsstoffer/materiale:** Titaniumdoxid (hvid pigment), Polyethylene (PE), Polypropylene (PP)

**PVC/ftalater:** Nej

**Latex:** Nej

**CE klassifikation:** Klasse I

**Steril vare:** Ja

**Særlig mærkning:** -

**Opbevaring:** Opbevares ved max. 25 grader og ikke i direkte sollys.

**Holdbarhed:** 5 år

**Bortskaffelse af vare:** Forbrænding

**Bortskaffelse af inder  
emballage:** Genanvendelse

**Bortskaffelse af yder  
emballage:** Genanvendelse

**Bemærkninger:** -

# PRODUKTDATABLAD

## Conveen kateterventil med silikoneslange, steril

### Mediqs sortimentsoversigt

Varenr.	Varenavn	Varebeskrivelse	Indhold	Salgsenhed	Ref. Nr.*
2508018	Conveen	kateterventil med silikoneslange, steril	Æske a 10 stk.	ÆSKE	CV3808

\*Henviser til producentens reference nr.