


PRODUKTDATABLAD

Drain Guard fikseringsplaster CH 5-16, steril

Drain Guard anvendes til fiksering af perkutane katetre i størrelsen Ch 5-Ch 16, fx nefrostomikatetre.

- Reducerer risiko for at katetret forflyttes
- Kan anvendes i op til 7 dage
- Tillader inspektion af instiksstedet
- Kan anvendes i brusebad
- Modvirker knæk og træk på katetret
- Beskytter mod udefrakommende kontaminering
- Bandagen har en blød skumprofil, som sikrer god komfort.



For anvendelse – se produktets indlægsseddel

Indholdsstoffer/materiale: Hydrocolloid, polyurethan, akrylatklæb, polytehylen skum

PVC/ftalater: Nej

Latex: Nej

CE klassifikation: I-S

Steril: ja

Opbevaring: Tørt, ved stuetemperatur

Holdbarhed fra produktionsdato:

Bortskaffelse af vare: I henhold til retningslinjerne

Bortskaffelse af emballage: Forbrænding/genbrug

Bemærkninger: Gamma sterilisation

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
4090503	Drain Guard	Fikseringsplaster CH 5-16, steril	85mm x 84 mm	Æske a 25 stk	8250