

PRODUKTDATABLAD

Kliniderm IV bandage, steril

Kliniderm film IV nonwoven er en selvhæftende bandage til fiksering af IV-kanyler. Bandagen består af en transparent, semipermeabel polyurethan film med non-woven kanter der sikrer en god fiksering af bandagen. Filmen holder således bakterier og vira ude af bandagen og sikrer at bandagen er brusetæt.

Over indstiksstedet er et vindue af film således at dette kan observeres.

På bandagen er der markeret hvor man kan skrive dato.



Indholdsstoffer/materiale:	Polyurethan film, nonwoven, polyethylen terephthalate
PVC/ftalater:	Nej/nej
Latex:	nej
CE klassifikation:	Klasse 1s
Steril:	ja
Opbevaring:	Stuetemperatur, udenfor direkte sollys
Holdbarhed fra produktionsdato:	5 år
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse af emballage:	Forbrænding/genbrug
Bemærkninger:	-

PRODUKTDATABLAD

Kliniderm IV bandage, steril

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
4285106	Kliniderm film	IV bandage, nonwoven, steril	7,5cm x 8,9cm	Æske a 50 stk	40174420