


PRODUKTDATABLAD

Barrier TUR sæt, alt-i-et med opsamlingspose, afløbsslange, steril

BARRIER® TUR sæt (175/270x180 cm) med integreret væskeopsamlingspose/slange, huller 8 cm og 5 cm og fingerløkke inkl.

- 1 cellofan, 18x25 cm
- 1 klæbende slangeholder 9x18 cm
- 1 instrumentbrætplate 150x190 cm med sugeflade 75x190 cm



Let for én person at lægge

Sikrer aseptisk teknik

100% vandtæt materiale

Fås i to størrelser hhv. 175/270 cm for at møde forskellige afdækningsbehov



Indholdsstoffer/materiale: -

PVC/ftalater: Nej

Latex: -

CE klassifikation: I-S

Steril: Ja

Opbevaring: Tørt, ved stuetemperatur og udenfor direkte sollys

Holdbarhed fra produktionsdato: 5 år

Bortskaffelse af vare: Forbrænding

Bortskaffelse af emballage: Affaldssortering

Bemærkninger: Engangsprodukt

Mediqs varesortiment

Varenr.	Navn	Varebeskrivelse	Str.	Indhold	Ref. nr.
7180452	Barrier	TUR sæt, alt-i-et med opsaml.pose, afløbssl.steril	-	Æske a 7 stk – krt a 2 æsker	888224-08