

PRODUKTDATABLAD

Tungespatler, træ, steril/usteril

Trætungespatel 15 cm med afrundede ender.

Fremstillet af knastfrit bøgetræ.

Steril og usteril variant.

Æske a 100 stk.



Varenr.:	Se sortimentsoversigt på side 2
Materiale:	Træ, bøg
CE klassifikation:	CE I
Bortskaffelse af vare:	Forbrænding
Bortskaffelse inder:	Forbrænding/genbrug
Bortskaffelse yder:	Forbrænding/genbrug
Opbevaring	Stuetemperatur
Holdbarhed:	3år (steril), 5 år (usteril)
Miljømærke	Nej
Uønskede stoffer	Intet kendskab til uønskede stoffer

PRODUKTDATABLAD

Tungespatler, træ, steril/usteril

Sortimentsoversigt

4626010	Tungespatler	Trætungespatler	15cm	æske a 100 stk.-krt.a 50 æsker
4626020	Tungespatler	Træ, steril	15cm	æske a 100 stk.-krt.a 30 æsker

Kvalitetsstyringssystem

DS/EN ISO 9001

DS/EN ISO 13485

Miljø DS/EN ISO 14001

Arbejdsmiljø DS/OHSAS18001