

Visirub conc.

Udgave 1.14	Revisionsdato: 20.02.2024	SDS nummer: R11243	Dato for sidste punkt: 17.02.2023 Dato for sidste punkt: 03.06.2014
----------------	------------------------------	-----------------------	--

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn : Visirub conc.

Unik Formelidentifikator (UFI) : T9V1-U0ET-A00T-YP7H

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt : Indendørs brug
For yderligere information, se produktets tekniske datablad.

Anbefalede begrænsninger i brugen : Udelukkende til erhvervsmæssig brug.

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Producent, importør, forhandler : BODE Chemie GmbH
Melanchthonstraße 27
22525 Hamburg (Germany)
Tel.: +49 (0)40 / 54 00 60

Ansvarlig afdeling : MEDIQ Danmark A/S
Kornmarksvej 15-19
2605 Broendby
Denmark
Phone (+45) 3637 9200, Fax (+45) 3672 8322
info@mediqdanmark.dk

1.4 Nødtelefon

Nødtelefon : Giftlinjen Bispebjerg Hospital Bakke 23
indgang 60
DK-2400 Copenhagen NV
Denmark
24h-Phone +45 82 12 12 12

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)

Brandfarlige væsker, Kategori 2 : H225: Meget brandfarlig væske og damp.

Øjenirritation, Kategori 2 : H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.

Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering, Kategori 3, Centralnervesystem : H336: Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

2.2 Mærkningselementer

Etikettering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)

Farepiktogrammer :



Signalord : Fare

Visirub conc.

Udgave 1.14	Revisionsdato: 20.02.2024	SDS nummer: R11243	Dato for sidste punkt: 17.02.2023 Dato for sidste punkt: 03.06.2014
----------------	------------------------------	-----------------------	--

Faresætninger : H225 Meget brandfarlig væske og damp.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

Sikkerhedssætninger : **Forebyggelse:**
P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
P261 Undgå indånding af damp.

Reaktion:
P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P337 + P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.

Farebestemmende komponent(er) for etikettering:

propan-2-ol (CAS: 67-63-0):

2.3 Andre farer

Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for at være enten persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) ved niveauer på 0,1% eller højere.

Miljøoplysninger: Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

Toksikologiske oplysninger: Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2 Blandinger

Komponenter

Kemisk betegnelse	CAS-Nr. EF-Nr. Indeks-Nr. REACH No.	Klassificering	Koncentration (% w/w)
ethanol	64-17-5 200-578-6 603-002-00-5 01-2119457610-43	Flam. Liq. 2; H225 Eye Irrit. 2; H319	>= 50 - < 70
propan-2-ol	67-63-0 200-661-7 603-117-00-0 01-2119457558-25	Flam. Liq. 2; H225 Eye Irrit. 2; H319 STOT SE 3; H336 (Centralnervesystem)	>= 20 - < 30

Til forklaring af forkortelser se punkt 16.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Generelle anvisninger : Ved ildebefindende, søg læge (vis etiketten, hvis muligt).

Visirub conc.

Udgave 1.14	Revisionsdato: 20.02.2024	SDS nummer: R11243	Dato for sidste punkt: 17.02.2023 Dato for sidste punkt: 03.06.2014
----------------	------------------------------	-----------------------	--

I tilfælde af hudkontakt	:	Ingen hudirritation
I tilfælde af øjenkontakt	:	Skyl straks med rigeligt vand, også under øjenlågene i mindst 10 minutter.
Ved indtagelse.	:	Fremprovoker IKKE opkastning. Skyl munden.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Risiko	:	Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
--------	---	--

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Behandling	:	For specialist vejledning bør læger kontakte Giftinformationen.
------------	---	---

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1 Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler	:	Brug vandspray, alkoholbestandigt skum, pulver eller kuldioxid.
------------------------	---	---

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Farlige forbrændingsprodukter	:	Der er ingen kendte farlige forbrændingsprodukter
-------------------------------	---	---

5.3 Anvisninger for brandmandskab

Særlige personlige værnemidler, der skal bæres af brandmandskabet	:	Brug personligt beskyttelsesudstyr.
---	---	-------------------------------------

Yderligere oplysninger	:	Standard procedure for kemikalie brande.
------------------------	---	--

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger	:	Bør ikke udledes til miljøet.
-----------------------------------	---	-------------------------------

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Metoder til oprydning	:	Tør op med absorberende materiale (f.eks. lærred, uld).
-----------------------	---	---

6.4 Henvisning til andre punkter

For bortskafningsoplysninger se venligst afsnit 13.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Råd om sikker håndtering	:	Undgå kontakt med øjne.
Henvisning til brand- og eksplosionsbeskyttelse	:	Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt.
Hygiejniske foranstaltninger	:	Skal håndteres i overensstemmelse med god erhvervshygiejne og

Visirub conc.

Udgave 1.14	Revisionsdato: 20.02.2024	SDS nummer: R11243	Dato for sidste punkt: 17.02.2023 Dato for sidste punkt: 03.06.2014
----------------	------------------------------	-----------------------	--

sikkerhedsforanstaltninger.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Krav til lager og beholdere : Opbevar i original beholder. Holdes tæt lukket.

Anvisninger ved samlagring : Holdes væk fra levnedsmidler og drikkevarer.

7.3 Særlige anvendelser

Ingen data tilgængelige

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1 Kontrolparametre

Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering

Komponenter	CAS-Nr.	Ventil type (Påvirkningsform)	Kontrolparametre	Basis
ethanol	64-17-5	GV	1.000 ppm 1.900 mg/m ³	DK OEL
Yderligere oplysninger: Vejledende liste over organiske opløsningsmidler.				
		S	2.000 ppm 3.800 mg/m ³	DK OEL
Yderligere oplysninger: Vejledende liste over organiske opløsningsmidler.				
propan-2-ol	67-63-0	GV	200 ppm 490 mg/m ³	DK OEL
Yderligere oplysninger: Vejledende liste over organiske opløsningsmidler.				
		S	400 ppm 980 mg/m ³	DK OEL
Yderligere oplysninger: Vejledende liste over organiske opløsningsmidler.				

Afledte nuleffektniveauer (DNEL) i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006:

Stoffets navn	Anvendelse	Eksponeringsvej	Potentielle sundhedseffekter	Værdi
ethanol (CAS: 64-17-5)	Arbejdstagere	Indånding	Langtids systemiske effekter	950 mg/m ³
	Arbejdstagere	Hudkontakt	Langtids systemiske effekter	343 mg/kg
	Forbrugere	Indånding	Langtids systemiske effekter	114 mg/m ³
	Forbrugere	Hudkontakt	Langtids systemiske effekter	206 mg/kg
	Forbrugere	Indtagelse	Lokal virkning	87 mg/kg
propan-2-ol (CAS: 67-63-0)	Arbejdstagere	Hudkontakt	Langtids systemiske effekter	888 mg/kg
	Arbejdstagere	Indånding	Langtids systemiske effekter	500 mg/m ³
	Forbrugere	Hudkontakt	Langtids systemiske effekter	319 mg/kg
	Forbrugere	Indånding	Langtids systemiske effekter	89 mg/m ³
	Forbrugere	Indtagelse	Langtids systemiske effekter	26 mg/kg
propane-1,2-diol (CAS: 57-55-6)	Arbejdstagere	Indånding	Langtids systemiske effekter	168 mg/m ³
	Forbrugere	Indånding	Langtids systemiske effekter	50 mg/m ³

Visirub conc.

Udgave 1.14 Revisionsdato: 20.02.2024 SDS nummer: R11243 Dato for sidste punkt: 17.02.2023
Dato for sidste punkt: 03.06.2014

	Forbrugere	Hudkontakt	Langtids systemiske effekter	213 mg/kg
	Forbrugere	Indtagelse	Langtids systemiske effekter	85 mg/kg

Beregnet nuleffektkoncentration (PNEC) i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006:

Stoffets navn	Delmiljø	Værdi
ethanol (CAS: 64-17-5)	Ferskvand	0,96 mg/l
	Ferskvandssediment	3,6 mg/kg
	Jord	0,63 mg/kg
propan-2-ol (CAS: 67-63-0)	Ferskvand	140,9 mg/l
	Jord	28 mg/kg
	Spildevandsbehandlingsanlæg	2251 mg/l
propane-1,2-diol (CAS: 57-55-6)	Ferskvand	260 mg/l
	Spildevandsbehandlingsanlæg	2000 mg/l
	Jord	50 mg/kg

8.2 Eksponeringskontrol

Personlige værnemidler

Åndedrætsværn : Normalt er personligt åndedrætsværn ikke nødvendigt.

Beskyttelsesforanstaltninger : Kræves ikke på grund af beholderens lille størrelse.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk form : væske

Farve : grøn

Lugt : alkoholisk

Smeltepunkt/Smeltepunktsinterval : ikke bestemt

Kogepunkt/Kogepunktsinterval : > 80 °C

Brandfare : ikke selvantændelig

Laveste eksplosionsgrænse / Nedre brændpunktsgrænse : 3,5 %(V)

Flammepunkt : 20 °C
Metode: DIN 51755 Part 1

Visirub conc.

Udgave 1.14	Revisionsdato: 20.02.2024	SDS nummer: R11243	Dato for sidste punkt: 17.02.2023 Dato for sidste punkt: 03.06.2014
----------------	------------------------------	-----------------------	--

pH-værdi	:	7,5
Opløselighed Vandopløselighed	:	helt blandbar
Damptryk	:	Ingen data tilgængelige
Massefylde	:	0,9 g/cm ³ (20 °C)

9.2 Andre oplysninger

Ingen data tilgængelige

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet.

10.2 Kemisk stabilitet

Produktet er kemisk stabilt.

10.3 Risiko for farlige reaktioner

Farlige reaktioner	:	Ikke rimeligt forudseeligt.
--------------------	---	-----------------------------

10.4 Forhold, der skal undgås

Forhold, der skal undgås	:	Varme, flammer og gnister. Stærkt sollys i længere perioder.
--------------------------	---	---

10.5 Materialer, der skal undgås

Materialer, der skal undgås	:	Stærke oxidationsmidler
-----------------------------	---	-------------------------

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Ingen kendte farlige dekomponeringsprodukter.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akut toksicitet

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

Komponenter:

ethanol (CAS: 64-17-5):

Akut oral toksicitet	:	LD50 oral (Rotte): 10.470 mg/kg Metode: OECD retningslinje 401
----------------------	---	---

Akut toksicitet ved indånding	:	LC50 (Rotte): 51 mg/l Ekspositionsvarighed: 4 h Test atmosfære: damp Metode: OECD retningslinje 403
-------------------------------	---	--

propan-2-ol (CAS: 67-63-0):

Visirub conc.

Udgave 1.14	Revisionsdato: 20.02.2024	SDS nummer: R11243	Dato for sidste punkt: 17.02.2023 Dato for sidste punkt: 03.06.2014
----------------	------------------------------	-----------------------	--

Akut oral toksicitet : LD50 oral (Rotte): > 5.000 mg/kg

Akut dermal toksicitet : LD50 Hud (Kanin): > 5.000 mg/kg

Hudætsning/-irritation

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

Komponenter:

ethanol (CAS: 64-17-5):

Arter	:	human hud
Resultat	:	Let hudirritation
Bemærkninger	:	Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

propan-2-ol (CAS: 67-63-0):

Arter	:	Kanin
Resultat	:	Ingen hudirritation

Alvorlig øjenskade/øjenirritation

Forårsager alvorlig øjenirritation.

Komponenter:

ethanol (CAS: 64-17-5):

Arter	:	Kanin
Metode	:	OECD retningslinje 405
Resultat	:	Irriterer øjnene.

propan-2-ol (CAS: 67-63-0):

Arter	:	Kanin
Resultat	:	Øjenirritation.

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

Hudsensibilisering

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

Sensibiliserende på luftveje

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

Komponenter:

ethanol (CAS: 64-17-5):

Arter	:	Mus
Metode	:	OECD retningslinje 429
Resultat	:	Medfører ikke hudsensibilisering.

propan-2-ol (CAS: 67-63-0):

Testtype	:	Buehler Test
Arter	:	Marsvin
Resultat	:	Medførte ikke sensibilisering hos forsøgdyr.

Kimcellemutagenicitet

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

Komponenter:

propan-2-ol (CAS: 67-63-0):

Visirub conc.

Udgave 1.14	Revisionsdato: 20.02.2024	SDS nummer: R11243	Dato for sidste punkt: 17.02.2023 Dato for sidste punkt: 03.06.2014
----------------	------------------------------	-----------------------	--

Genotoksicitet in vitro : Testtype: Ames test
Metabolisk aktivering: med eller uden metabolisk aktivitet
Resultat: negativ

Kræftfremkaldende egenskaber

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

Reproduktionstoksicitet

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

Enkel STOT-eksponering

Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

Gentagne STOT-eksponeringer

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

Toksicitet ved gentagen dosering

Ingen data tilgængelige

Aspiration giftighed

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

11.2 Oplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaber

Produkt:

Vurdering : Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

Erfaringer med human eksponering

Ingen data tilgængelige

Toksikologi, Metabolisme, Distribution

Ingen data tilgængelige

Neurologiske effekter

Ingen data tilgængelige

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1 Toksicitet

Komponenter:

ethanol (CAS: 64-17-5):

Toksicitet overfor fisk : LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regnbueforel)): 11.200 mg/l
Ekspositionsvarighed: 96 h

Toksicitet for dafnier og andre : EC50 (Daphnia magna (Stor dafnie)): 9.268 mg/l
hvirvelløse vanddyr Ekspositionsvarighed: 48 h

Toksicitet overfor al- : EC50 (Chlorella vulgaris (ferskvandalger)): 275 mg/l
ger/vandplanter Ekspositionsvarighed: 72 h
Metode: OECD retningslinje 201

NOEC (Chlorella vulgaris (ferskvandalger)): 9,6 mg/l
Ekspositionsvarighed: 72 h
Metode: OECD retningslinje 201

Visirub conc.

Udgave 1.14	Revisionsdato: 20.02.2024	SDS nummer: R11243	Dato for sidste punkt: 17.02.2023 Dato for sidste punkt: 03.06.2014
----------------	------------------------------	-----------------------	--

propan-2-ol (CAS: 67-63-0):

Toksicitet overfor fisk : LC50 (Pimephales promelas (Tykhovedet elritse)): 8.692 mg/l
Ekspositionsvarighed: 96 h

Toksicitet for dafnier og andre
hvirvelløse vanddyr : EC50 (Daphnia magna (Stor dafnie)): 2.285 mg/l
Ekspositionsvarighed: 48 h

NOEC (Daphnia magna (Stor dafnie)): 141 mg/l
Ekspositionsvarighed: 16 d

Toksicitet overfor al-
ger/vandplanter : EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (grønalger)): 10.500 mg/l
Ekspositionsvarighed: 72 h

12.2 Persistens og nedbrydelighed

Komponenter:

ethanol (CAS: 64-17-5):

Biologisk nedbrydelighed : Resultat: Let bionedbrydeligt.

propan-2-ol (CAS: 67-63-0):

Biologisk nedbrydelighed : Resultat: fuldstændigt bionedbrydelig

12.3 Bioakkumuleringspotentiale

Komponenter:

ethanol (CAS: 64-17-5):

Fordelingskoefficient: n-
oktanol/vand : log Pow: -0,35

propan-2-ol (CAS: 67-63-0):

Fordelingskoefficient: n-
oktanol/vand : log Pow: 0,05

12.4 Mobilitet i jord

Komponenter:

propan-2-ol (CAS: 67-63-0):

Spredning til forskellige miljøer : Bemærkninger: Mobilt i jord

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Produkt:

Vurdering : Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for at være enten persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) ved niveauer på 0,1% eller højere.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaber

Produkt:

Vurdering : Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på

Visirub conc.

Udgave 1.14	Revisionsdato: 20.02.2024	SDS nummer: R11243	Dato for sidste punkt: 17.02.2023 Dato for sidste punkt: 03.06.2014
----------------	------------------------------	-----------------------	--

niveauer på 0.1 % eller derover.

12.7 Andre negative virkninger

Ingen data tilgængelige

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1 Metoder til affaldsbehandling

Produkt	:	Bortskaf som farligt affald i overensstemmelse med lokale og nationale regler. Affaldskoder skal fastsættes af bruger, at fortrække i samarbejde med de myndigheder der er ansvarlig for bortskaffelse af affald.
Forurenede emballage	:	Tøm for resterende indhold. Opbevar beholderne og tilbyd dem til regenerering i henhold til lokale regulativer.

PUNKT 14: Transportoplysninger

14.1 UN-nummer eller ID-nummer

ADR	:	UN 1987
RID	:	UN 1987
IMDG	:	UN 1987
IATA	:	UN 1987

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

ADR	:	ALKOHOLER, N.O.S. (ethanol, propan-2-ol)
RID	:	ALKOHOLER, N.O.S. (ethanol, propan-2-ol)
IMDG	:	ALCOHOLS, N.O.S. (ethanol, propan-2-ol)
IATA	:	Alcohols, n.o.s. (ethanol, propan-2-ol)

14.3 Transportfareklasse(r)

	Klasse	Sekundære farer
ADR	:	3
RID	:	3
IMDG	:	3
IATA	:	3

14.4 Emballagegruppe

ADR	:	
Emballagegruppe	:	II
Klassifikationskode	:	F1
Farenummer	:	33
Faresedler	:	3
Flydende kvantitet (LQ)	:	1,00 L
Tunnelrestriktions-kode	:	(D/E)

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 2020/878

Visirub conc.

Udgave 1.14	Revisionsdato: 20.02.2024	SDS nummer: R11243	Dato for sidste punkt: 17.02.2023 Dato for sidste punkt: 03.06.2014
----------------	------------------------------	-----------------------	--

RID

Emballagegruppe	: II
Klassifikationskode	: F1
Farenummer	: 33
Faresedler	: 3
Flydende kvantitet (LQ)	: 1,00 L

IMDG

Emballagegruppe	: II
Faresedler	: 3
EmS Kode	: F-E, S-D
Flydende kvantitet (LQ)	: 1,00 L

IATA (Cargo)

Pakningsinstruktion (luftfragt)	: 364
Pakningsinstruktioner (LQ)	: Y341
Emballagegruppe	: II
Faresedler	: Flammable Liquids

IATA (Passager)

Pakningsinstruktion (passager luftfartøjer)	: 353
Pakningsinstruktioner (LQ)	: Y341
Emballagegruppe	: II
Faresedler	: Flammable Liquids

14.5 Miljøfarer

ADR

Miljøfarligt	: nej
--------------	-------

RID

Miljøfarligt	: nej
--------------	-------

IMDG

Marin forureningsfaktor (Marine pollutant)	: nej
--	-------

14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Medfølgende transportklassifikation(er) er kun til information og er udelukkende baseret på egenskaberne af det udpakkede materiale, som det beskrives i dette sikkerhedsdatablad. Transportklassifikationerne kan variere efter transportmåde, pakkestørrelse og variationer i regioners og landes bestemmelser.

14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Ikke relevant for produktet, som det leveres.

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

REACH - Begrænsninger vedrørende fremstilling, markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer, blandinger og artikler (Bilag XVII)	: Ikke anvendelig
--	-------------------

REACH - Kandidatliste over stoffer, der vækker meget store betænkeligheder til godkendelse (Artikel 59).	: Ikke anvendelig
--	-------------------

Forordning (EF) nr. 1005/2009 om stoffer, der nedbryder ozonlaget	: Ikke anvendelig
---	-------------------

Forordning (EU) 2019/1021 om persistente organiske miljøgifte (omarbejdning)	: Ikke anvendelig
--	-------------------

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 2020/878

Visirub conc.

Udgave 1.14	Revisionsdato: 20.02.2024	SDS nummer: R11243	Dato for sidste punkt: 17.02.2023 Dato for sidste punkt: 03.06.2014
----------------	------------------------------	-----------------------	--

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.649/2012 : Ikke anvendelig
om eksport og import af farlige kemikalier

REACH - Fortegnelse over stoffer, der kræver godkendelse : Ikke anvendelig
(Bilag XIV)

Seveso III: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv P5c BRANDFARLIGE VÆSKER
2012/18/EU om kontrol med risikoen for større uheld
med farlige stoffer.

Flygtige organiske forbindelser : Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/75/EU af 24. novem-
ber 2010 om industrielle emissioner (integreret forebyggelse og be-
kæmpelse af forurening)
Flygtige organiske forbindelser (VOC) indhold: 90 %

Andre regulativer:

Ved en arbejdspladsvurdering skal det sikres, at ansatte ikke er udsat for påvirkninger, der kan indebære
en risiko ved graviditet eller amning (jf. Arbejdstilsynets bek. om arbejdets udførelse)

Unge under 18 år må ikke erhvervsmæssigt anvende eller udsættes for produktet. Unge over 15 år er dog
undtaget denne regel, hvis produktet indgår som et nødvendigt led i en uddannelse.

Komponenterne for dette produkt er rapporteret i de følgende lagerlister:

REACH : Denne blanding indeholder udelukkende bestanddele, der er blevet
registreret ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH).

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

En kemisk sikkerhedsvurdering kræves ikke for dette stof, når det anvendes i de specificerede anvendelser.

PUNKT 16: Andre oplysninger

Fuld tekst af H-sætninger

H225 : Meget brandfarlig væske og damp.
H319 : Forårsager alvorlig øjenirritation.
H336 : Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

Fuld tekst af andre forkortelser

Eye Irrit. : Øjenirritation
Flam. Liq. : Brandfarlige væsker
STOT SE : Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering
DK OEL : Grænseværdier for stoffer og materialer
DK OEL / S : Eksponeringsperiode på 15 minutter
DK OEL / GV : Gennemsnitværdier

ADN - Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje; ADR - Konvention
om international transport af farligt gods ad vej; AIIIC - Australsk fortegnelse over industrikemikalier; ASTM -
Det amerikanske forbund for testning af materialer, ASTM; bw - Kropsvægt; CLP - CLP-forordningen om
klassificering, mærkning og emballering; Forordning (EF) Nr. 1272/2008; CMR - Kræftfremkaldende, muta-
gent eller reproduktionstoksisk stof; DIN - Standard fra det tyske standardiseringsinstitut; DSL - Liste over
indenlandske stoffer (Canada); ECHA - Det europæiske kemikalieagentur; EC-Number - EU-nummer; ECx -
Koncentration forbundet med x % respons; ELx - Belastningsgrad forbundet med x % respons; EmS - Nød-
plan; ENCS - Eksisterende og nye kemiske stoffer (Japan); ErCx - Koncentration forbundet med x % vækst-
rate respons; GHS - Det globale harmoniserede system; GLP - God laboratoriepraksis; IARC - Det Internati-
onale Agentur for Kræftforskning; IATA - Den Internationale Luftfartssammenslutning, IATA; IBC - Den inter-
nationale kode for konstruktion og udrustning af skibe, som fører farlige kemikalier i bulk; IC50 - Halv mak-

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 2020/878

Visirub conc.

Udgave 1.14	Revisionsdato: 20.02.2024	SDS nummer: R11243	Dato for sidste punkt: 17.02.2023 Dato for sidste punkt: 03.06.2014
----------------	------------------------------	-----------------------	--

simal inhiberende koncentration; ICAO - Organisationen for International Civil Luftfart, ICAO; IECSC - Fortegnelse over eksisterende kemikalier i Kina; IMDG - Det internationale regelsæt for søtransport af farligt gods; IMO - Den Internationale Søfartsorganisation; ISHL - Lov om industriel sikkerhed og sundhed (Japan); ISO - International standardiseringsorganisation; KECI - Koreas fortegnelse over eksisterende kemikalier; LC50 - Dødelig koncentration for 50 % af en testpopulation; LD50 - Dødelig dosis for 50 % af en testpopulation (gennemsnitlig dødelig dosis); MARPOL - Den internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe; n.o.s. - Andet ikke angivet; NO(A)EC - Koncentration for ingen observeret (negativ) virkning; NO(A)EL - Niveau for ingen observeret (negativ) virkning; NOELR - Belastningsgrad for ingen observeret virkning; NZIoC - New Zealands fortegnelse over kemikalier; OECD - Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling; OPPTS - Afdelingen for kemisk sikkerhed og forebyggelse af forurening; PBT - Persistent, bioakkumulativ og giftigt stof; PICCS - Filippinernes fortegnelse over kemikalier og kemiske stoffer; (Q)SAR - (Kvantitativt) forhold mellem struktur og aktivitet; REACH - Europa-parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier; RID - Reglement for international befordring af farligt gods med jernbane; SADT - Selvaccelererende dekompositionstemperatur; SDS - Sikkerhedsdatablad; SVHC - særligt problematisk stof; SVHC - særligt problematisk stof; TCSI - Taiwans fortegnelse over kemiske stoffer; TECI - Thailands liste over eksisterende kemiske stoffer; TRGS - Teknisk forskrift for farlige stoffer; TSCA - Lov om kontrol af giftige stoffer (USA); UN - Forenede Nationer; vPvB - Meget persistent og meget bioakkumulativ

Yderligere oplysninger

Klassifikation af præparatet:

Flam. Liq. 2	H225
Eye Irrit. 2	H319
STOT SE 3	H336

Klassifikationsprocedure:

Baseret på produktdata eller vurdering
Beregningsmetode
Beregningsmetode

Sikkerhedsdatablad sektioner der er blevet opdateret:

- 5. Brandbekæmpelse
- 6. Forholdsregler over for udslip ved uheld
- 15. Oplysninger om regulering

Informationerne i dette Arbejdshygieniske Datablad er efter vor bedste viden, oplysninger og overbevisning korrekte på datoen, hvor det er trykt. Informationerne tjener kun som vejledning til sikker håndtering, brug, forarbejdning, lagring, transport, disponering og frigivelse og kan ikke betragtes som en garanti eller kvalitetsangivelse. Informationerne vedrører kun det udtrykkeligt angivne materiale og er ikke gældende for dette materiale anvendt i kombination med andre materialer eller forarbejdning, medmindre udtrykkeligt anført i teksten.

DK / DA